

Produktinformation

97 90 26

Crimpsortiment

För kabelskarvdon

- Med presstång 97 32 240
- I TANOS MINI-systainer® (stabil plastlåda)
- T-Loc-lås för enhandsmanövrering: genom vridning kan systainern® öppnas eller stängas och kopplas med en annan systainer®.
- Öppna i länkat tillstånd: Enkel och snabb åtkomst till innehåll utan att förbindelsen behöver brytas.
- Två staplingsbara plastinsatser med 6 utrymmen vardera för kontaktdon
- Med ett sortiment vanliga kabelskor



Aallmänhet

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 97 90 26 |
| EAN | 4003773079521 |
| Vikt | 1.420 g |
| Mått | 170 x 67 mm |
| Reach | ingen |
| RohS | ingen |

Kklassificering

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 27400218 |
| ETIM 5.0 | EC000524 |
| ETIM 6.0 | EC000524 |
| proficl@ss 6.0 | EAB559c013 |
| UNSPSC 13.1 | 27112147 |

Leveransomfång

| | |
|-----------|---|
| 97 32 240 | 1 x Presstång (0,5 – 6,0 mm ²)  |
| | 25 x Skarvdon, isolerat Blå (25 x 1,5-2,5 mm ²) |
| | 25 x Skarvdon, isolerat Röd (25 x 0,5-1 mm ²) |
| | 25 x Kabelskor, ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm ²) |
| | 25 x Kabelskor, ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm ²) |
| | 25 x Kabelskor, ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm ²) |
| | 25 x Flatstiftshylsor 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm ²) |
| | 25 x Flatstiftshylsor 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm ²) |
| | 25 x Kabelskor, ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm ²) |
| | 25 x Flatstiftshylsor 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm ²) |

Leveransomfång

| | |
|--|---|
| | 25 x Rundstiftshylsor Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm ²) |
| | 25 x Rundstiftdon Ø 4 mm (0,5-1,0 mm ²) |
| | 25 x Kabelskor, ringform Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm ²) |

Med reservation för tekniska ändringar och fel

Systemainer® Är ett registrerat varumärke för TANOS GmbH

